

Tandenborstel

Producteigenschappen:

- Zacht, comfortabel en vervangbare borsteltjes.
- Het borsteltje draait 5000 keer per minuut.
- Kan 30 minuten achter elkaar gebruikt worden voordat het opgeladen moet worden.
- Het motorcompartiment is waterdicht.

Gebruik van het apparaat

- De oplader kan aan de muur worden bevestigd met de bijgesloten schroeven.
- Plaats de tandenborstel voor gebruik in de oplader. Het lampje van de oplader gaat branden. De batterij heeft 16 uur nodig om op te laden voor het eerste gebruik.
- Het is aan te bevelen de tandenborstel na gebruik standaard in de oplader te plaatsen.
- Beweeg de tandenborstel gelijkmatig over de tanden en kiezen
- Let op dat u niet te hard met de tandenborstel op uw tanden en kiezen drukt.
- In het begin van het gebruik is het mogelijk dat het tandvlees een beetje bloedt, dit moet na een paar dagen over zijn. Indien dit niet het geval is moet u uw tandarts raadplegen

Adviezen voor gebruik

- Het wordt door tandartsen aanbevolen de borsteltjes elke 3 maanden te vervangen bij dagelijks gebruik.
- Na elke gebruik dient u de borstel te reinigen. Laat het borsteltje drogen voordat u het op het apparaat terugplaatst.
- Vervang de batterij elke 6 maanden, waarna het apparaat 16 uur opgeladen dient te worden. De batterij wordt op deze wijze optimaal benut en u verlengt het dagelijks gebruik hiervan.
- Vervang het netsnoer niet, als dit beschadigd is dient u het gehele apparaat te vervangen.
- Dit apparaat bevat een nikkel cadmium accu. Ten behoeve van het milieu dient u zich op juiste wijze van dit product te ontdoen.